

FOTOLIU RULANT CU SCHELET DIN ALUMINIU MODEL RX869

INSTRUCTIUNI GENERALE

Dispozitivul medical **FOTOLIU RULANT (SCAUN CU ROTILE)** face parte din clasa dispozitivelor de mers si este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii temporare sau permanente in vederea corectarii deficientei.

Dispozitivul medical **FOTOLIU RULANT (SCAUN CU ROTILE) CU STRUCTURA DIN ALUMINU**, este executat intr-o diversitate de forme, marimi, materiale. Caracteristica comuna tuturor acestor tipuri este modul de antrenare (deplasare) care se face prin forta bratelor utilizatorului si / sau impins de un insotitor.

Fotoliul rulant are o structura pliabila in vederea depozitarii si a transportului.

Structura (scheletul) fotoliului realizat din aluminiu rezultand o greutate redusa comparativ cu cele realizate din otel. Acest model de fotoliu rulant are un sistem de pliere – depliere tip „double cross” care conduce la o rezistenta sporita fata de socurile și eforturile la care este supus în timpul utilizarii.

Scheletul este tratat electrochimic impotriva coroziunii, oxidarii.

Greutate utilizatorului – gama obisnuita de fotolii rulante suporta o greutate maxima de 110 kg. Daca utilizatorul are o greutate mai mare este necesar un fotoliu din gama bariatrica (pentru utilizatori supraponderali).

Fotoliul poate fi folosit la interiorul cât și în exteriorul incintelor, pe vreme uscata sau umeda, la temperaturi ridicate sau scăzute.

Intretinerea fotoliului

- Verificati periodic strangerea suruburilor si piulitelor in special cele de la rotile fata spate
- Verificati daca spitele rotilor nu sunt indoite, rupte, slabite
- Curatati fotoliul (schelet, spatar, sezut, roti) folosind o carpa umeda si / sau o solutie de sapun lichid
- Nu il lasati expus la umezeala, depozitati-l in incinte uscate si curate

Cand circulati in exterior abordati obstacolele (borduri, trepte, teren denivelat) cu viteza scazuta, socurile brutale pot duce la deteriorarea pneurilor, a spitelor, axului rotii.

Nu folositi fotoliul pentru a duce mai multe persoane, sau obiecte grele. Depasirea sarcinii poate afecta integritatea fotoliului deci implicit siguranta dvs.

Nu utilizati fotoliul avariat, puteti agrava defectele acestuia si va puneti in pericol siguranta dvs.

Atentie! Cei ce petrec cea mai mare a timpului din zi in fotoliu sunt predispusi aparitiei escarelor – plagi de presiune, extrem de periculoase, greu de tratat pot duce pana la deces. Utilizati fotoliul rulant impreuna cu o perna antiescare de calitate buna.

Parti componente, pliere depliere



1. manere pentru manevrarea scaunului de către insotitor
2. maner de franare pentru insotitor
3. spatar, textura lavabila și husa matlasata de culoare albastra
4. suport sprijin brațelor
5. sezut, textura valabilă
6. suport pentru sprijin picioare
7. banda pentru sustinere picioare, detasabila, fixarea cu benzi velcro
8. sistem de pliere tip „double cross”
9. sprijin talpa, rabatabil la verticala
10. roata fata, diametrul 20 cm, cuciucuri pline, spite groase
11. sistem de franare, se poate acționa de utilizator sau de insotitor
12. inel atașat rotii, este folosit de utilizator pentru deplasarea fotoliului rulant

13. Roata spate, diametrul de 60 cm, cauciucuri pline, spite subtiri din otel

14. sistem pentru plierea spatarului la jumătate

Depliere fotoliului rulant



asezat cu fata catre fotoliu se apasa cu ambele palme simultan in directia indicata in miscarea "c", dupa ce sezutul si spatarul fotoliului s-au intins, cu franele puse, asezati utilizatorul pe fotoliu, coborati la orizontala suportii pentru talpa „9” si apoi sprijiniti talpa picioarelor utilizatorului de cei doi suportii. Deblocati franele si incepeti deplasarea.

Plierea fotoliului rulant

dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul rulant, ridicatii suportii de picioare conform directiei notate "a", apucati sezutul cu cele doua maini in punctele "b" si ridicati brusc, fotoliul se va plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport

