

**Fotoliu rulant, comoda WC, scaun transport pacient, tip RX283  
Montaj, utilizare, întreținere**



**fig.1**

1. mâneră folosită de însoțitor pentru împingerea fotoliului rulant
2. spătar
3. suport sprijin braț, se rabatează pentru a ușura accesul pacientului
4. șezut
5. recipient pentru colectarea necesităților fiziologice
6. frâna roata spate
7. suport detașabil pentru sprijin picioare
8. sprijin talpă
9. roata față, diametrul 20 cm, cauciucuri pline
10. roți pentru transportul pacientului în interiorul clădirii
11. inel pentru auto tractare
12. terminal spate pentru depășirea obstacolelor
13. roata spate, diametrul 59 cm, cauciucuri pline, spițe subțiri
14. buton pentru demontare rapidă roata spate

## Montaj

Scoateți din ambalaj fotoliul comoda WC. Acesta este pliat și arata conform fig.2. Pentru depliere apăsați pe direcția „a” până când spătarul se întinde și fotoliul rămâne în poziția depliat. Extrageți din ambalaj șezutul fotoliului comoda WC și vasul pentru colectarea necesităților, suportii detașabili „7” pentru sprijinul picioarelor.

Montați sprijinul de picioare stânga – dreapta, poziționați pe bolțurile de ghidaj, roți stuporii către interior până când se blochează.



Fig.2

Conf. Fig.3 așezați partea de șezut fixa, cu decupare peste barele laterale ale fotoliului rulant. Montați recipientul de colectare „b”, pune-ți deasupra lui „a” șezutul capitonat „c”. În acest moment fotoliul rulant este gata de a fi utilizat.



fig.3

## **Plierea**

Conform fig 1, scoateți recipientul „5”, ridicați partea de șezut „4”. Ridicați la verticala cei doi suportți sprijin de talpa „8”. Pe barele laterale ale structurii pe care se așează șezutul sunt doua mânere din material textil. Apucați cu cate o mana fiecare mâner, stânga – dreapta și ridicați rapid, structura de otel a fotoliului rulant se va strânge ca în fig.2.

## **Scaun transport pacient**

Pentru a ușura deplasarea în interiorul casei, unde spațiul este restrâns se demontează roțile spate „13” din figura 1. Demontarea rapidă se obține apăsând butonul „14” după carea se extrage roata spate aferenta. După demontarea roților spate fotoliul rulant se va deplasa pe roțile față și roțile de interior „10”. În aceasta varianta se reduce lățimea și lungimea scaunului cu roțile.

## **Utilizare**

Funcționalitate 3 în 1: fotoliu rulant pentru deplasarea în interiorul sau exteriorul locuinței, scaun comoda WC, scaun pentru transportul pacientului în interiorul locuinței

**Atenție! Când** utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant roțile spate „13” trebuie blocate cu frânele „6”, în caz contrar exista pericolul ca fotoliul rulant sa se deplaseze și utilizatorul sa alunece pe pardoseala.

**Atenție!** Când utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant, suportții sprijin de tălpi „8” trebuie sa fie ridicați la verticala, în caz contrar dacă utilizatorul apasă cu toată greutatea corporala pe acești suportți fotoliul rulant va bascula către fata dezechilibrând utilizatorul.

**Atenție!** Nu încercați sa depășiți obstacolele, praguri, borduri, etc trecând în viteza peste ele, roțile fotoliului se vor deforma sau rupe. Obstacolele se depășesc în general cu ajutorul însoțitorului, se înclina fotoliul pe spate ținând de mânerule „1” și apăsând cu piciorul pe terminalul „12”, se trec roțile fata peste obstacol, se împinge fotoliul înainte, se ridica din spate folosind mânerule „1” trecând roțile spate peste obstacol. Dacia aveți de trecut curent peste un prag, este bine sa folosiți o mica rampa.

Pentru funcția comoda WC, scoateți capacul recipientului „5”, puneți un sac menajer din pvc, cu marginile răsfrânte peste recipient, în interior puneți un strat de hârtie igienica pentru a împiedica stropirea cu urina, introduceți recipientul pe glisierile de sub șezutul „4”, ridicați partea de șezut mobila ce acoperă vasul colector și așezați utilizatorul pe fotoliu rulant. Sacul menajer se ia apoi cu tot cu conținut și se înlocuiește cu unul nou pentru o utilizare viitoare.

## **Întreținere**

Curățați fotoliul rulant cu o cârpa umede și soluție de săpun, se usucă departe de sursele de căldura. Recipientul colector „7” cat și parțile de șezut „4” și „5” se pot scoate separat se curata și se pot spala direct în jet de apa. Nu folosiți solvenți și corpuri abrazive pentru a curata fotoliul comoda WC.

**Atenție!** Utilizatorul care petrece perioade îndelungate în fotoliul rulant este în pericol sa fac escare, plaga a țesuturilor moi și piele, afecțiuni grava și greu de tratat. Cu rol de prevenție folosiți o perna antiescare de calitate buna.